

Til våre rekvirentar

**Avdeling for medisinsk mikrobiologi har frå mars utvida utvalet på eSwab også ved Seksjon Molde og kan tilby to typar eSwab (desse er allereie i bruk ved Seksjon Ålesund):**



Den vanlege med oransje topp og i tillegg ein med blå topp. Det er same transportmedium i begge så dei er altså likeverdige. For bruksområde sjå brukarhandbok på [www.helse-mr.no/mikro](http://www.helse-mr.no/mikro).

Forskjellen på oransje eSwab og blå eSwab er utforminga av penselen som følgjer med.

eSwab med blå topp har ein tynnare og meir fleksibel pensel som er spesielt tilpassa for tronge kanalar. t.d. nasofarynks.

Begge typar eSwab kan ein få ved å kontakte vår ekspedisjon/ prøvemottak.

Rekvirentar utanfor sjukehus finn bestillingsliste for prøvetakningsutstyr på vår avdeling si internettside [www.helse-mr.no/mikro](http://www.helse-mr.no/mikro).

Minner om at **fecalSwab (grønn topp) kun** nyttast til fæcesprøver (unntak: parasitter, Helicobacter pylori-antigentest, Rota- og Adeno virus skal på glass u/tilsetning). Sjå infoskriv 04/2013 som også ligg på vår internettside.

Vennleg helsing

Einar Vik

Medisinskfagleg rådgivar  
Avdeling for medisinsk mikrobiologi

Signe Linda Håseth

Seksjonsleiar  
Avdeling for medisinsk mikrobiologi  
Seksjon Molde