

Oppstart nye analyser

**Kvantitativ påvisning (PCR) av Hepatitt B virus,  
Hepatitt C virus og Cytomegalovirus.**

Analysene er tilgjengelige ved Avdeling for medisinsk mikrobiologi i Helse Møre og Romsdal fra følgende dato:

Hepatitt C virus kvantitering:	F.o.m 01. oktober 2013
Cytomegalovirus:	F.o.m 01. oktober 2013
Hepatitt B virus kvantitering:	F.o.m 14. oktober 2013

Analysene skal IKKE benyttes som screening/primærdiagnostikk med unntak av spesielle tilfeller. For hepatittscreening utføres fremdeles serologi som primærttest.

PCR-analysene utføres ved laboratoriet i Molde. Pga. holdbarhet må prøvene fra rekvirenter utenfor sykehus sendes direkte til Avdeling for medisinsk mikrobiologi, Seksjon Molde.

**Prøvetaking:**

	<b>Prøvemateriale</b>	<b>Holdbarhet</b>
<b>Hepatitt B/C og HIV screening</b>	Serumrør (EDTA-blod ikke lenger nødvendig)	2 - 8 °C: 5 dager. Romtemperatur: 72 timer
<b>Hepatitt B virus kvantitering</b>	Plasma PPT-rør*	2 - 8 °C: 3 dager. Romtemperatur: 24 timer*
<b>Hepatitt C virus kvantitering</b>	Plasma PPT-rør* eller serum rør.	2 - 8 °C: 3 dager. Romtemperatur: 24 timer*
<b>Cytomegalovirus kvantitering</b>	Plasma PPT-rør*	2 - 8 °C: 5 dager. Romtemperatur: 36 timer*

\*PPT-rør må sentrifugeres innen 6 timer etter prøvetaking. Pga. begrenset holdbarhet i romtemperatur bør ikke prøver tas og sendes mot helg.

Se ellers vår laboratoriehandbok: <http://www.helse-mr.no/mikromolde>**Med vennlig hilsen**Einar Vik  
Medisinskfaglig rådgiverMerete Hagbø  
Avdelingssjef